




| | | |
|---|----------------------|---|
|  | <p>Tipo A</p> | <p>Se utilizan para evitar el contacto físico con secreciones, piel o mucosas, así como con materiales sucios o contaminados en procedimientos de riesgo.</p> |
|  | <p>Tipo A</p> | <p>Ellas se ajustan completamente a la cara y proveen protección contra salpicaduras en la manipulación de químicos o ante la presencia de gases y vapores.</p> |
|  | <p>Tipo C</p> | <p>Sirve para cubrir heridas después de que éstas sean lavadas y desinfectadas. Entre la herida y la venda debe existir siempre un apósito o gasa.</p> |



Tipo B

Es un equipo indispensable en botiquines y maletines de primeros auxilios. Ideal para cortar todo tipo de materiales al momento de prestar primeros auxilios no relacionado con el ambiente médico quirúrgico.



Tipo A

El alcohol, en presencia de agua, desnatura las proteínas de los microorganismos. Es bactericida frente a las formas vegetativas de las bacterias (incluidas micobacterias), hongos y virus, pero es ineficaz frente a esporas.